

Tél. + 41 32 933 60 00  
Fax + 41 32 933 60 01

**B**  
**BERGEON**  
D e p u i s 1 7 9 1

www.bergeon.ch  
info@bergeon.ch

### Promex Appareil à galvaniser

Système galvanique sûr et rapide pour toutes les petites retouches en horlogerie, bijouterie, électronique, etc.

- Utilisation simple qui ne requiert aucune connaissance spécifique.
- Chaque stylo contient 10 ml de solution galvanique.
- Recouvrement de surface max. 60 x 60 cm.

#### Equipement standard:

L'appareil avec câbles rouge et noir.  
1 stylo dégraissant.  
1 stylo Or 18 Ct.  
1 stylo Argent.

Autres stylos disponibles en option: Cuivre, nickel, nickel-noir, couleur chrome, or 14 Ct, 24 Ct, or rose, rhodium, etc.

#### L'aluminium et le titane ne peuvent pas être plaqués.

Alimentation: 100/200V.  
Fréquence: 50/60 Hz.  
Dim.: 160 x 140 x 75 mm.

### Promex Galvanikgerät

Schnell und sicheres Galvanische System für jede kleineren Nachbesserungen in Uhren, Schmuck, Elektronik usw.

- Die einfache Bedienung erfordert keine besonderen Kenntnisse
- Jedes Galvanisierstift enthält einen Einsatz mit 10 ml vom Galvanisierbad.
- Maximum Oberfläche 60 x 60 cm.

#### Haupteigenschaften:

Das Galvanikgerät wird mit rote und schwarze Verbindungskabel geliefert so wie folgendes Zubehör.  
1 Galvanisierstift zum entfetten.  
1 Galvanisierstift 18 Kt Gold.  
1 Galvanisierstift Silber

Anderer Galvanisierstifte sind als Ersatzteil verfügbar: Kupfer, Nickel, Schwarznickel, Farbe Chrom, 14 Karat Gold, 24 Karat, Pinkgold, Rhodium, usw.

#### Aluminium und Titan können nicht plattiert werden.

Speisung: 100/200V, 50/60 Hz.  
Dim.: 160 x 140 x 75 mm.

### Promex Plating machine

Normal gold or silver plating for ring, necklace, cuff button, watch, and moreover gold-silver combinatory plating. Electrical equipment, artifact, metal model, etc.

- Simple is that any person without specialized technical skill can use it easily
- each pen type cartridge contains 10 ml of the plating solution.
- Plating surface up to 60 x 60 cm.

#### Standard Set:

Items contained Main unit; Attached pen (three types: degreasing pen; 18 Ct gold; and silver); adapter; connection cord; Metal polish; and Manual instructions.

Replenishment plating pen (23 types: Degreasing; 24 Ct, 20 Ct, 18 Ct, and 14 Ct Gold, Silver, Copper, Rhodium, Palladium, etc.

#### Aluminium and titanium cannot be plated.

Voltage: 100/200V.  
Frequency: 50/60 Hz.  
Dim.: 160 x 140 x 75 mm.

### Promex Aparato para galvanizar

Sistema galvánico seguro y rápido para todos los pequeños retoques en relojería, joyería, electrónica, etc.

- Utilización simple que no requiere ningún conocimiento específico.
- Bolígrafos con capacidad de 10 ml de solución galvánica.
- Superficie máxima de utilización 60 x 60 cm.

#### Equipamiento estándar:

Aparato con cables rojo y negro.  
1 bolígrafo desengrasante.  
1 bolígrafo oro 18 Ct.  
1 bolígrafo plata.

Otros bolígrafos disponibles en opción: cobre, níquel, níquel-negro, color cromo, oro 14 Ct, 24 Ct, oro rosa, rodio, etc.

#### El aluminio y el titanio no pueden ser chapados.

Voltaje: 100/200V.  
Frecuencia: 50/60 Hz.  
Dim.: 160 x 140 x 75 mm.

No 7057

350 gr.

Pce Fr.

